

Уважаемые партнеры!

Информируем вас о том, что компания «ВИНАР» прекращает выпуск индикаторов химических для контроля паровой стерилизации «ИНТЕСТ-П-126/10». Взамен мы предлагаем многорежимные химические индикаторы для контроля паровой стерилизации со следующими характеристиками:

Параметры режимов паровой стерилизации для индикаторов «ИНТЕСТ-П-126/10» и «ИНТЕСТ-ПФ».

Индикатор	Режим паровой стерилизации (температура, °С /время, мин)	Контрольные значения (температура, °С/время, мин)
«ИНТЕСТ-П-126/10»	$126^{+3}/10^{+1}/0,14^{+0.02}$	126/10
«ИНТЕСТ-ПФ»	121+3/20+2 126+3/10+1 $134^{+3}/5^{+1}$	121/20 126/10 134/5

Просим вас учитывать эту информацию при планировании ваших заказов.

С уважением,



Иванова А.С.
Директор департамента продаж
ООО «ТД ВИНАР-М»