

Уважаемые партнёры!

Информируем Вас о том, что с 23 декабря 2019 компания «ВИНАР» прекращает реализацию индикаторов паровой стерилизации многопеременных химических одноразовых «Стериконт-П-132/20». В качестве альтернативы предлагаем к поставке индикатор химический для контроля паровой стерилизации многорежимный одноразовый «СтериКОНТ-П-А» для контроля паровой стерилизации со следующими характеристиками:

Параметры режимов паровой стерилизации для индикаторов
«Стериконт-П-132/20» и «СтериКОНТ-П-А».

Индикатор	Режим паровой стерилизации (температура, °С / время, мин)	Контрольные значения (температура, °С/время, мин)
«Стериконт-П-132/20»	132±2/20 ⁺²	132/20
«СтериКОНТ-П-А»	120 ⁺² /45 ⁺⁵	120/45
	126±2/30 ⁺³	126/30
	132±2/20 ⁺²	132/20

Просим Вас учитывать эту информацию при планировании ваших заказов. Надеемся на понимание и взаимовыгодное продолжение сотрудничества.

С уважением,



Берёза А.А.
Генеральный директор
ООО «ТД ВИНАР-М»