

ТЮМЕНЬ ООО «МИМ»

Общество с ограниченной ответственностью "МИМ"

Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная 85, стр. 1

Сайт: www.ooo-mim.ru

Телефон: +7 (3452) 59-18-80

E-mail: ooo_mim@bk.ru, director@ooo-mim.ru, komm@ooo-mim.ru, tehn@ooo-mim.ru.

ОКПО 27380060, ОКОНХ 19320, ИНН 7203013907, КПП 720301001

Исх. № 821 от 02.08.2018
На № _____ от _____

Покупателям продукции ООО «МИМ»

Уважаемые партнёры!

Рады сообщить Вам, что шприц 50 мл производства ООО «МИМ» Тюмень установлен в память шприцевого насоса Aitecs 2017 литовского производителя UAB «Viltechmeda». Направляем копию листов из паспорта к шприцевому насосу Aitecs 2017 – на странице 31 указан шприц «Тюмень 50». Шприцы производства ООО «МИМ» в несколько раз дешевле импортных аналогов, указанных в паспорте насоса.

Ждём Ваши новые заявки. Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.


С уважением,

коммерческий директор ООО «МИМ»

Красуцкая Т.В.



Паспорт ШПРИЦЕВОЙ ИНФУЗИОННЫЙ НАСОС



Перед использованием насоса необходимо внимательно прочесть данную инструкцию для полного ознакомления с функциональными возможностями насоса и обеспечения его безопасной и надежной эксплуатации.

Рекомендуемые шприцы

Таблица 2.1 Рекомендуемые шприцы

	Объем шприца (мл)					
BD PLASTIPAK (IE)	3 мл ^{ROD} (REF 300911)	5 мл ^{ROD} (REF 300910)	10 мл ^{ROD} (REF 300912)	20 мл ^{ROD} (REF 300629)		50 мл ^{ROD} (REF 300865)
BRAUN PERFUSOR (DE)				20 мл ^{ROD} (REF 8728615)		50 мл ^{ROD} (REF 8728844F)
BRAUN OMNIFIX (DE)		5 мл (REF 8508607)	10 мл ^{ROD} (REF 4617100V)	20 мл ^{ROD} (REF 4617207V)	30 мл ^{ROD} (REF 4617304F)	50 мл ^{ROD} (REF 4617509F)
PENTAFERTE (IT)			10 мл (REF 002022620F)			60 мл ^{ROD}
TERUMO EUROPE (BE)						50 мл ^{ROD}
SHANCHUAN (CH)			10 мл ^{ROD}	20 мл ^{ROD}		50 мл ^{ROD}
CHIRANA PERF (SK)						50 мл ^{ROD} (REF CH03050PT/ CH03050PC)
MONOJECT USA (US)		6 мл ^{ROD} (REF 1180600777)	12 мл ^{ROD} (REF 1181200777)	20 мл ^{ROD} (REF 1182000777)	35 мл ^{ROD} (REF 1183500777)	60 мл ^{ROD} (REF 1186000777)
KD-JECT III (DE)		5 мл (REF 831922)	10 мл ^{ROD} (REF 831939)	20 мл ^{ROD} (REF 831946)	30 мл ^{ROD} (REF 870761)	50 мл ^{ROD} (REF 865613)
APEXMED				20 мл ^{ROD}		
FRESENIUS 50						50 мл ^{ROD}
BD PERFUSION 50						50 мл ^{ROD}
ТЮМЕНЬ 50						50 мл ^{ROD}
KDL 50				20 мл ^{ROD}		50 мл ^{ROD}

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Производитель помпы имеет права вносить изменения в список шприцов, добавляя в него шприцы новых фирм или удаляя старые. Список шприцов зависит от версии программного обеспечения помпы.
2. Функции быстрого обнаружения окклюзии и отсоединения удлинительной линии доступны только для шприцов с опцией ROD.

!Осторожно!

Разрешается использование только тех шприцов, которые указаны в инструкции. Использование неразрешенных шприцов может привести к возникновению **ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА**. Производитель не несет никакой ответственности за любого рода и характера повреждения, если помпа используется со шприцами, не указанными в таблице 2.1.

!Осторожно!

Производитель не может гарантировать продолжение точности помпы при использовании рекомендуемых шприцев, как производитель шприцев может менять характеристики шприцев, которые могут влиять на точность помпы без предварительного уведомления.

!Внимание!

Разрешается использовать только рекомендуемые и испытанные давлением шприцы с соединениями Люэр-лок и удлинительные линии.