

YANCHENG HUIDA MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

West Industrial Park,Yandong,Jiangsu,China

To whom it may concern

Date: 26.01.2023

Information letter

We, Yancheng Huida Medical Instruments Co., Ltd. is a manufacturer of Swabs with tube included, Amies gel with charcoal.

Hereby inform you that in order to create the necessary conditions and comply with the shelf life of the biomaterial during transportation, "alginic acid" (algae) is added to the tube, which can cause the appearance of yellow sediment at the bottom of the tube.

Uneven distribution of Amies gel with charcoal in the tube and sediment on the bottom (yellow-orange color) is not a defect. The volume of Amies gel with charcoal is within the norm.

In the production of these medical products all parameters and proportions are observed in strict accordance with the required standards. A reduced concentration of coal can lead to a lighter staining of the Amies transport gel.

Tubes (transport tampons, Amies with charcoal, plastic stick + viscose head, tampon length: 150mm, polypropylene tubes, diameter 13x150mm) are suitable for use.

The color of the gel and the alginic acid precipitate (algae) do not affect the result and correct indicators when used and retains up to 90% of live bacteria for 72 hours.


The test tubes are suitable for use without distorting the results!

盐城汇达医疗器械有限公司
YANCHENG HUIDA MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

26.01.2023

Seal here

(Signatory)



Всем заинтересованным лицам

26.01.2023 г.

Информационное письмо

Наша компания "Янченг Хuida Медикал Инструментс Ко., Лтд.", Китай, является производителем пробирки с гелем Amies с углем, с тампоном.

Настоящим заявлением сообщаем о том, что для создания нужных условий и соблюдения срока хранения биоматериала при транспортировке, в пробирку добавляется

YANCHENG HUIDA MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

West Industrial Park, Yandong, Jiangsu, China

«альгиновая кислота» (водоросли), которая может вызывать появление желтого осадка на дне пробирки.

Неравномерное распределение геля Amies с углем в пробирке и осадок на дне (желто-оранжевого цвета) не является дефектом. Объем геля Amies с углем в пределах нормы.

При производстве данных медицинских изделий все параметры и пропорции соблюдены в строгом соответствии с требуемыми нормами. Уменьшенная концентрация угля может привести к более светлому окрашиванию транспортного геля Amies.

Пробирки (транспортные тампоны, Amies с углем, пластиковая палочка + вязкая головка, длина тампона: 150мм, пробирки из полипропилена, диаметр 13x150мм) пригодны для использования.

Цвет геля и осадок альгиновой кислоты (водоросли) не влияют на результат и правильные показатели при использовании и сохраняет до 90% живых бактерий в течение 72 часов.

Пробирки пригодны для использования без искажения результатов!

盐城汇达医疗器械有限公司
YANCHENG HUIDA MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

26.01.2023 г.

М.П.

(Подпись)

