

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



ARTALIX

№ 000928

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.OC02.CC01.2528

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

32.50.50.190,
9018908409

Помпа инфузионная MERIDIAN одноразовая, стерильная в индивидуальной упаковке в вариантах исполнения:
36. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8/10/12/14 мл/ч, модель MG30002 (объем 300 мл), в составе:

1. Тканевая лента – 1 шт.
2. Защитный корпус – 1 шт.
3. Крышка корпуса – 1 шт.
4. Эластичный баллон – 1 шт.
5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт.
6. Соединительные трубки – 4 шт.
7. Крепежный зажим – 1 шт.
8. Фильтр – 1 шт.
9. Регулятор скорости потока – 1 шт.
10. Luer-коннектор – 1 шт.
11. Защитный колпачок – 1 шт.
12. Сливной колпачок – 1 шт.
13. Эксплуатационная документация – 1 шт.
14. Карточка пациента – 1 шт.

ГОСТ Р 57504-2017,
ГОСТ Р 52770-2016,
ГОСТ Р ISO 19993-1-2021,
ГОСТ Р ИСО 19993-2-2009,
ГОСТ Р ISO 19993-5-2011,
ГОСТ Р ISO 19993-10-2011,
ГОСТ Р ISO 19993-12-2015



Руководитель органа

[Signature]
подпись

Эксперт

[Signature]
подпись

Р.В. Балашов

инициалы, фамилия

Н.В. Игнатьева

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ARTALIX

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 000930

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.OC02.CC01.2528

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.50.50.190, 9018908409	<p>Помпа инфузионная MERIDIAN одноразовая, стерильная в индивидуальной упаковке в вариантах исполнения: 32. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мл/ч, модель UV20001 (объем 200 мл), в составе: 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 4 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Регулятор скорости потока – 1 шт. 10. Luer-коннектор – 1 шт. 11. Защитный колпачок – 1 шт. 12. Сливной колпачок – 1 шт. 13. Эксплуатационная документация – 1 шт. 14. Карточка пациента – 1 шт. 33. Помпа инфузионная многоскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 мл/ч, модель UV30001 (объем 300 мл), в составе: 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 4 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Регулятор скорости потока – 1 шт. 10. Luer-коннектор – 1 шт. 11. Защитный колпачок – 1 шт. 12. Сливной колпачок – 1 шт. 13. Эксплуатационная документация – 1 шт. 14. Карточка пациента – 1 шт.</p>	<p>ГОСТ Р 57504-2017, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ISO 19993-1-2021, ГОСТ Р ISO 19993-2-2009, ГОСТ Р ISO 19993-5-2011, ГОСТ Р ISO 19993-10-2011, ГОСТ Р ISO 19993-12-2015</p>



Руководитель органа _____

[Signature]
подпись

Эксперт _____

[Signature]
подпись

Р.В. Балашов

инициалы, фамилия

Н.В. Игнатьева

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



ARTALIX

№ 000932

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.OC02.CC01.2528

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.50.50.190, 9018908409	<p>Помпа инфузионная MERIDIAN одноразовая, стерильная в индивидуальной упаковке в вариантах исполнения:</p> <p>28. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/5/7/10 мл/ч, модель WF100 (объем 100 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 4 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Регулятор скорости потока – 1 шт. 10. Люег-коннектор – 1 шт. 11. Защитный колпачок – 1 шт. 12. Сливной колпачок – 1 шт. 13. Эксплуатационная документация – 1 шт. 14. Карточка пациента – 1 шт. <p>29. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/5/7/10 мл/ч, модель WF200 (объем 200 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 4 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Регулятор скорости потока – 1 шт. 10. Люег-коннектор – 1 шт. 11. Защитный колпачок – 1 шт. 12. Сливной колпачок – 1 шт. 13. Эксплуатационная документация – 1 шт. 14. Карточка пациента – 1 шт. 	<p>ГОСТ Р 57504-2017, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ISO 19993-1-2021, ГОСТ Р ISO 19993-2-2009, ГОСТ Р ISO 19993-5-2011, ГОСТ Р ISO 19993-10-2011, ГОСТ Р ISO 19993-12-2015</p>



Руководитель органа

[Signature]
подпись

Р.В. Балашов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

Н.В. Игнатьева

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ARTALIX

№ 000934

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.OC02.CC01.2528

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.50.50.190, 9018908409	<p>Помпа инфузионная MERIDIAN одноразовая, стерильная в индивидуальной упаковке в вариантах исполнения:</p> <p>24. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч с болюсом, модель ТВ10002 (объем 100 мл.), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 7 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Болюсное устройство (РСА) (1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин) – 1 шт. 10. Регулятор скорости потока – 1 шт. 11. Трехсторонний соединитель трубок – 1 шт. 12. Luer-коннектор – 1 шт. 13. Защитный колпачок – 1 шт. 14. Сливной колпачок – 1 шт. 15. Эксплуатационная документация – 1 шт. 16. Карточка пациента – 1 шт. <p>25. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч с болюсом, модель ТВ30002 (объем 300 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 7 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Болюсное устройство (РСА) (1мл/15 мин, 1мл/30 мин, 2мл/15 мин, 2мл/30 мин) – 1 шт. 10. Регулятор скорости потока – 1 шт. 11. Трехсторонний соединитель трубок – 1 шт. 12. Luer-коннектор – 1 шт. 13. Защитный колпачок – 1 шт. 14. Сливной колпачок – 1 шт. 15. Эксплуатационная документация – 1 шт. 16. Карточка пациента – 1 шт. 	<p>ГОСТ Р 57504-2017, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ISO 19993-1-2021, ГОСТ Р ИСО 19993-2-2009, ГОСТ Р ISO 19993-5-2011, ГОСТ Р ISO 19993-10-2011, ГОСТ Р ISO 19993-12-2015</p>



Руководитель органа _____

подпись

Эксперт _____

подпись

Р.В. Балашов

инициалы, фамилия

Н.В. Игнатьева

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



ARTALIX

№ 000936

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.OC02.CC01.2528

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.50.50.190, 9018908409	<p>Помпа инфузионная MERIDIAN одноразовая, стерильная в индивидуальной упаковке в вариантах исполнения:</p> <p>18. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 2/4/6/8 мл/ч, модель TQ20002 (объем 200 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 4 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Регулятор скорости потока – 1 шт. 10. Luer-коннектор – 1 шт. 11. Защитный колпачок – 1 шт. 12. Сливной колпачок – 1 шт. 13. Эксплуатационная документация – 1 шт. 14. Карточка пациента – 1 шт. <p>19. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 4/6/8/10 мл/ч, модель TQ20004 (объем 200 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 4 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Регулятор скорости потока – 1 шт. 10. Luer-коннектор – 1 шт. 11. Защитный колпачок – 1 шт. 12. Сливной колпачок – 1 шт. 13. Эксплуатационная документация – 1 шт. 14. Карточка пациента – 1 шт. <p>20. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 6/8/10/12 мл/ч, модель TQ20006 (объем 200 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 4 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Регулятор скорости потока – 1 шт. 10. Luer-коннектор – 1 шт. 11. Защитный колпачок – 1 шт. 12. Сливной колпачок – 1 шт. 13. Эксплуатационная документация – 1 шт. 14. Карточка пациента – 1 шт. 	<p>ГОСТ Р 57504-2017, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ISO 19993-1-2021, ГОСТ Р ISO 19993-2-2009, ГОСТ Р ISO 19993-5-2011, ГОСТ Р ISO 19993-10-2011, ГОСТ Р ISO 19993-12-2015</p>



Руководитель органа

[Signature]
подпись

Р.В. Балашов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

Н.В. Игнатъева

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



ARTALIX

№ 000938

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.OC02.CC01.2528

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.50.50.190, 9018908409	<p>Помпа инфузионная MERIDIAN одноразовая, стерильная в индивидуальной упаковке в вариантах исполнения:</p> <p>13. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, модель FO10001 (объем 100 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 4 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Регулятор скорости потока – 1 шт. 10. Люер-коннектор – 1 шт. 11. Защитный колпачок – 1 шт. 12. Сливной колпачок – 1 шт. 13. Эксплуатационная документация – 1 шт. 14. Карточка пациента – 1 шт. <p>14. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, модель FO20001 (объем 200 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 4 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Регулятор скорости потока – 1 шт. 10. Люер-коннектор – 1 шт. 11. Защитный колпачок – 1 шт. 12. Сливной колпачок – 1 шт. 13. Эксплуатационная документация – 1 шт. 14. Карточка пациента – 1 шт. <p>15. Помпа инфузионная четырехскоростная MERIDIAN со скоростью вливания 1/2/3/4 мл/ч, модель FO30001 (объем 300 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 4 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Регулятор скорости потока – 1 шт. 10. Люер-коннектор – 1 шт. 11. Защитный колпачок – 1 шт. 12. Сливной колпачок – 1 шт. 13. Эксплуатационная документация – 1 шт. 14. Карточка пациента – 1 шт. 	<p>ГОСТ Р 57504-2017, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ISO 19993-1-2021, ГОСТ Р ИСО 19993-2-2009, ГОСТ Р ISO 19993-5-2011, ГОСТ Р ISO 19993-10-2011, ГОСТ Р ISO 19993-12-2015</p>



Руководитель органа _____

[Signature]
подпись

Р.В. Балашов

инициалы, фамилия

Эксперт _____

[Signature]
подпись

Н.В. Игнатьева

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



ARTALIX

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 000940

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.OC02.CC01.2528

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.50.50.190, 9018908409	<p>Помпа инфузионная MERIDIAN одноразовая, стерильная в индивидуальной упаковке в вариантах исполнения:</p> <p>7. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель CP30002 (объем 300 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 3 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Luer-коннектор – 1 шт. 10. Защитный колпачок – 1 шт. 11. Сливной колпачок – 1 шт. 12. Эксплуатационная документация – 1 шт. 13. Карточка пациента – 1 шт. <p>8. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 4 мл/ч, модель CP30004 (объем 300 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 3 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Luer-коннектор – 1 шт. 10. Защитный колпачок – 1 шт. 11. Сливной колпачок – 1 шт. 12. Эксплуатационная документация – 1 шт. 13. Карточка пациента – 1 шт. <p>9. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель CP30005 (объем 300 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 3 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Luer-коннектор – 1 шт. 10. Защитный колпачок – 1 шт. 11. Сливной колпачок – 1 шт. 12. Эксплуатационная документация – 1 шт. 13. Карточка пациента – 1 шт. 	<p>ГОСТ Р 57504-2017, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ISO 19993-1-2021, ГОСТ Р ИСО 19993-2-2009, ГОСТ Р ISO 19993-5-2011, ГОСТ Р ISO 19993-10-2011, ГОСТ Р ISO 19993-12-2015</p>



Руководитель органа

[Signature]
подпись

Р.В. Балашов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

Н.В. Игнатьева

инициалы, фамилия

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



ARTALIX

№ 000927

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.32311.OC02.CC01.2528

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.50.50.190, 9018908409	<p>Помпа инфузионная MERIDIAN одноразовая, стерильная в индивидуальной упаковке в вариантах исполнения:</p> <p>1. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 2 мл/ч, модель CP10002 (объем 100 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 3 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Люег-коннектор – 1 шт. 10. Защитный колпачок – 1 шт. 11. Сливной колпачок – 1 шт. 12. Эксплуатационная документация – 1 шт. 13. Карточка пациента – 1 шт. <p>2. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 4 мл/ч, модель CP10004 (объем 100 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 3 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Люег-коннектор – 1 шт. 10. Защитный колпачок – 1 шт. 11. Сливной колпачок – 1 шт. 12. Эксплуатационная документация – 1 шт. 13. Карточка пациента – 1 шт. <p>3. Помпа инфузионная MERIDIAN с постоянной (базальной) скоростью вливания 5 мл/ч, модель CP10005 (объем 100 мл), в составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тканевая лента – 1 шт. 2. Защитный корпус – 1 шт. 3. Крышка корпуса – 1 шт. 4. Эластичный баллон – 1 шт. 5. Односторонний клапан (заправочный порт) – 1 шт. 6. Соединительные трубки – 3 шт. 7. Крепежный зажим – 1 шт. 8. Фильтр – 1 шт. 9. Люег-коннектор – 1 шт. 10. Защитный колпачок – 1 шт. 11. Сливной колпачок – 1 шт. 12. Эксплуатационная документация – 1 шт. 13. Карточка пациента – 1 шт. 	<p>ГОСТ Р 57504-2017, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ISO 19993-1-2021, ГОСТ Р ИСО 19993-2-2009, ГОСТ Р ISO 19993-5-2011, ГОСТ Р ISO 19993-10-2011, ГОСТ Р ISO 19993-12-2015</p>



Руководитель органа

Бор
подпись

Р.В. Балашов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

Н.В. Игнатьева

инициалы, фамилия