



ООО «МиниМед», 241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
 Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
 Факс (4832), 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru



Производитель: Nuova Aptaca Srl Regione Monforte, 3-14053 Canelli (Asti) Italy
 Tel. (+39) 0141/83.50.75 - Fax (+39) 014/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com - Website: www.aptaca.com

Certified company UNI EN ISO 9001:2008 & UNI CEI EN ISO 13485:2012

Дистрибьютор в РФ и странах СНГ: ООО «МиниМед», Россия

Регистрационное удостоверение
 № ФСЗ 2011/09223 от 19.03.2012 г.

Код ОКП 939800

Технический паспорт

Контейнеры для хирургических образцов с завинчивающейся крышкой

Описание

Градуированные контейнеры с широкой горловиной для хранения и транспортирования гистологического, хирургического материала и биологических образцов. Изготовлен из прозрачного нетоксичного полипропилена (ПП). Снабжен желтой герметичной крышкой из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП). Автоклавируется (при +121°C в течении 20 минут) без крышки. Доступны восемь разных объемов: от 20 до 1000 мл. Не содержит латекса.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 DTD 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	нестерильно
Материал контейнера	полипропилен
Материал крышки	Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)
Температурный диапазон для контейнера	От -10°C до +121°C
Температурный диапазон для крышки	От -50°C до +80°C
Срок годности	5 лет

В основании контейнера имеется рифлёная суженная поверхность для безопасного нескользкого взятия.

Обеспечивающая герметичное закрытие завинчивающаяся крышка изготовлена из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП).

Артикул поставщика	Код	Вместимость, мл	Размеры (без крышки), мм	Размеры (с крышкой), мм	Шкала градуировки, мл
12003040	14120	20	Ø 31 × 39	Ø 35 × 40	5-20 (шаг- 5)
12003041	14121	40	Ø 44 × 37	Ø 47 × 39	10-30 (шаг-10)
---	14122	60	Ø 44 × 56	Ø 47 × 58	10-60 (шаг-10)
12003042	14123	90	Ø 44 × 71	Ø 47 × 73	10-80 (шаг-10)
12003043	14124	120	Ø 52 × 75	Ø 55 × 77	20-120 (шаг-10)
12002883	14151	250	Ø 90-горловина Ø 75-основание 54-высота	Ø 95-горловина Ø 75-основание 56-высота	50-150 (шаг-50)
12002855	14152	500	Ø 90-горловина Ø 66-основание 107-высота	Ø 95-горловина Ø 66-основание 109-высота	50-350 (шаг-50)
12002884	14153	1000	Ø 113-горловина Ø 84-основание 135-высота	Ø 118-горловина Ø 84-основание 138-высота	100-700 (шаг-50)

Все размеры имеют погрешность в пределах ±5%.

Упаковка транспортная

Код	Количество	Размеры, см	Объем, м ³	Вес, кг
14120	1000 шт.	47 × 47 × 35	0,077	9,2
14121	500 шт.	47 × 47 × 35	0,077	8,0
14122	500 шт.	58 × 50 × 36	0,104	8,9

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

14123	300 шт.	47 × 47 × 40	0,088	6,4
14124	300 шт.	45 × 56 × 46	0,116	7,2
14151	200 шт.	48 × 31 × 41	0,061	6,3
14152	150 шт.	48 × 31 × 41	0,061	7,2
14153	60 шт.	48 × 31 × 41	0,061	7,1

ООО «МИНИМЕД»
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Контейнеры, как «Медицинское изделие для IN VITRO диагностики», предназначены для сбора биологических жидкостей и проб, и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Национальная классификация медицинских изделий (CND) – W0503010290 (Пластиковые контейнеры для анализов-разные).

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечению срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Символы на упаковке



Дата
производства



Дата истечения срока
годности



Пожалуйста, обратитесь к
сопроводительным документам



Номер серии



Одноразовое изделие